

# 新生児・小児用人工呼吸器Millennium (ミレニアム)

\* 下図の点線は配管フロー、実線は電気フローを示します。

- ※A: バッテリーパックを介して本体へDC12Vを印加する場合は、ACアダプタの電源出力をバッテリーパックの電源コード用ソケットに接続する。本体への電源供給とバッテリーパックの充電が同時に実施される。
- ※B: バッテリーコードを電源コード用ソケット(本体)に接続する。AC電源停電時はバッテリーパックからDC12Vが瞬断無く供給される。
- ※C: バッテリーパックを介さず直接本体へACアダプタからDC12Vを印加する場合。

